


## АНАЛІТИЧНИЙ НАБІР «АРГІТЕСТ»



Можливі шляхи використання аналітичного набору «АРГІТЕСТ»

### Призначення

Для визначення аргініну у крові та харчових продуктах. Може застосовуватись у клінічних і фармацевтичних лабораторіях, аналітичних лабораторіях харчової промисловості та науково-дослідних установах

### Характеристики

Набір ґрунтується на ферментативно-хімічному методі за використання рекомбінантної аргінази. Продукт реєструється флуориметрично. Метод є селективним до аргініну, характеризується стабільністю препарату аргінази та продукту реакції, економічністю, простотою виконання та короткою тривалістю процедури аналізу

### Переваги

Не має аналогів в Україні. За допомогою набору можна одночасно проаналізувати десятки зразків. Ціна набору значно нижча ніж закордонних прототипів

### Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL6, TRL5  
Після затвердження науково-технічної документації та апробування в умовах клінічних і промислових лабораторій аналітичний набір «АРГІТЕСТ» може бути запропонований для виходу на вітчизняний ринок

### Охорона інтелектуальної власності

IPR3

### Контактна інформація

Стасик Олег Володимирович, Інститут біології клітини НАН України, +38 032 261 21 44, e-mail: stasyk@cellbiol.lviv.ua