

## АНАЛІЗАТОР СОМАТИЧНИХ КЛІТИН «АМВ-3»



### Призначення

Контроль якості незбираного молока за допомогою визначення кількості соматичних клітин на підприємствах із виробництва та переробки молока

### Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL8, TRL8  
Можливе виготовлення, постачання та обслуговування малої серії приладів на замовлення

### Характеристики

Цифрова індикація результатів вимірювань. Робота в напівавтоматичному режимі.	
Діапазон вимірювань, тис. клітин/см <sup>3</sup>	90 – 1500
Час витікання досліджуваної проби (умовна в'язкість), с	8,0 – 99,9
Границя основної відносної похибки визначення умовної в'язкості, %	±5
Живлення від електромережі	220 В, 50 Гц
Габаритні розміри, мм	290 × 130 × 190
Розміри блока змішувача, мм	130 × 65 × 65
Маса, кг	≤4

### Переваги

Порівняно з відомими литовськими та російськими зразками подібних приладів перевагою пропонованого є менші розміри та нижча вартість

### Охорона інтелектуальної власності

IPR1

### Контактна інформація

Станецька Анна Сергіївна, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,  
+38 044 525 60 43, +38 099 292 66 60, e-mail: stanetska\_anna@ukr.net